



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ross Aortic Valve Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ross Aortic Valve Retractor

SKU RM-RAVR-25-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Größe #1 — $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{5}{8}$ " (approx. 16 $\times$ 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
Größe #2 — $\frac{1}{2}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 13 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
Größe #3 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (approx. 19 $\times$ 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
Größe #4 — $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 19 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
Größe #5 — 1 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 1 $\frac{1}{8}$ " (approx. 29 $\times$ 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
Größe #6 — 1 $\frac{3}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 35 $\times$ 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ross Aortic Valve Retractor ist ein international anerkanntes kardiovaskuläres chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Retraktion von Aortenklappensegeln und der Aortenwurzel bei Klappenersatz- und rekonstruktiven Eingriffen entwickelt wurde. Durch das anatomisch gebogene Blatt ermöglicht dieser Retraktor Herz-Thorax-Chirurgen eine saubere Inspektion des Aortenannulus, der Koronarostien und subvalvulären Strukturen, ohne Kontusionen an den fragilen Klappensegeln zu verursachen.

Diese Konfiguration des Ross Aortic Valve Retractor entspricht klinischen Rahmenstandards und verfügt über eine Gesamtlänge von 25 cm (\$89), die einen tiefen Zugang zur Aortenwurzel ermöglicht, während die Hände des Assistenten außerhalb des Primärfeldes bleiben. Die aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Griffbaugruppe umfasst einen massiven, ergonomischen Sechskantgriff, der eine außergewöhnliche Rotationsstabilität und rutschfeste Kontrolle bietet. Chirurgen können zwischen sechs verschiedenen anatomischen Blattgrößen wählen: Größe #1 ($\frac{5}{8}'' \times \frac{5}{8}''$), Größe #2 ($\frac{1}{2}'' \times \frac{7}{8}''$), Größe #3 ($\frac{3}{4}'' \times 1''$), Größe #4 ($\frac{3}{4}'' \times 1 \frac{1}{8}''$), Größe #5 ($1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{1}{8}''$) und Größe #6 ($1 \frac{3}{8}'' \times \frac{7}{8}''$).

Retractor Maker fertigt den Ross Aortic Valve Retractor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, um wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Damit bietet er herzchirurgischen Zentren und thoraxchirurgischen Abteilungen weltweit eine unnachgiebige strukturelle Steifigkeit, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest