



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor

SKU RM-RNWR-7IN-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Mediano — 7 in, 9.0×2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
Grande — 7 in, valva de 9.0×2.5 cm	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
X-Grande — 7 in, hoja de 9.0×3.0 cm	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor es un instrumento quirúrgico ginecológico especializado, diseñado específicamente para evitar que el tejido redundante de la pared vaginal lateral colapse hacia el corredor operativo durante los procedimientos de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) y la cirugía de ablación láser. Recubierto con una capa aislante no conductora, duradera y resistente al calor, este separador evita que las corrientes eléctricas errantes y el arco térmico dañen la mucosa vaginal sana circundante.

Construido en una configuración de tamaño estándar único con aislamiento protector especializado, este modelo de Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor presenta una longitud total de la herramienta de 7 pulgadas (17.8 cm, \$99). Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la hoja de trabajo mide 9.0 cm de largo × 2.0 cm de ancho, proporcionando un amplio soporte superficial contra los pliegues vaginales laterales. El acabado del perfil de la superficie combina interfaces de manipulación altamente pulidas con una capa de trabajo aislada de nylon azul segura para electrocirugía que soporta cortes y coagulaciones repetitivas de alta frecuencia sin ruptura dieléctrica. El mango plano ergonómico garantiza un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Forjado bajo estrictos estándares clínicos, Retractor Maker fabrica el Separador de Pared Vaginal Redundante No Conductor para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía

ginecológica, clínicas de colposcopia y centros de salud de la mujer en todo el mundo una seguridad eléctrica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest