



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Krasky Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Krasky Retractor

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Krasky Retractor	Abmessungen / Details: 28 cm Gesamtlänge, 50 x 25 mm Blatt, 6 scharfe Zinken · Enthaltene Menge: 1	\$99
Schutzhülle / Karton	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Krasky Retractor ist ein unverzichtbares Instrument für tiefe Kavitäten, das speziell für die zuverlässige, rutschfeste Muskelverdrängung und Wundrandexposition bei großen abdominalen und orthopädischen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines verlängerten, gebogenen Blattes ermöglicht dieser Wundhaken chirurgischen Assistenten eine gleichmäßige Gegentraktion bei massiven Gewebestrukturen, ohne in das Operationsfeld zu rutschen.

Konzipiert für starke chirurgische Gegentraktion, weist diese spezifische Konfiguration des Krasky Retractor eine Gesamtlänge von 28 cm (\$99) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität handgefertigte Arbeitsende verfügt über eine 50 mm lange und 25 mm breite gebogene Blattgeometrie mit 6 scharfen Zinken, die sicher in dichtes fibröses Gewebe und dicke Muskelebenen greifen. Der ergonomische Griff bietet dem Assistenten eine überlegene manuelle Hebelwirkung und reduziert die Ermüdung der Hand bei mehrstündigen chirurgischen Expositionen.

Mit einem blendfreien, satinierten Matt-Finish hergestellt, fertigt Retractor Maker den Krasky Retractor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet chirurgischen Teams in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Traumatologie weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest