



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Converse Alar Retractor Double Ended

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU RM-CARDE-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 mm ワイド開口	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm Wide Opening	RM-CARDE-1-2	\$54

製品詳細

Converse Alar Retractor Double Endedは、鼻の美容外科および再建外科において、鼻孔縁や鼻翼軟骨を安全かつ非侵襲的に牽引するために設計されたクラシックな鼻形成術用開創器です。人間工学に基づいたダブルエンド形状を採用しており、術者は器具を持ち替えることなく、異なる鼻孔径に即座に対応できます。

狭い手術野での精密な操作性を考慮し、このConverse Alar Retractor Double Endedモデルは全長4" (10.2 cm)のコンパクトなプロファイルを実現しています。作用端には特殊なカーブドフックブレードが採用されており、片端には狭い前庭通路に適した10 mm幅の開口部（\$49）、もう片端にはより広い鼻翼基部の挙上に適した14 mm幅の開口部（\$54）を備えています。滑らかで丸みを帯びたブレード縁により、繊細な前庭皮膚や粘膜組織の損傷を防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアムサージカルグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製Converse Alar Retractor Double Endedは、厳格な臨床基準に従って製造されています。高い耐食性、優れた触知感、そして世界中の形成外科や耳鼻咽喉科の手術室における完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest