



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lobster Anterior Lumbar Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lobster Anterior Lumbar Retractor

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
6	Lobster Retraktorklemme	—
1	Lobster Tischklemme mit Vertikalpfosten & Rahmenkupplung	—
1	Lobster Rahmen	—
2	Lobster Mayo Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	3½" × 2"
1	Lobster Deaver Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 5"
1	Lobster Malleable Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	3" × 6½"

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Lobster Fence Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	4" × 6"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 4"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 6"
2	Lobster Renal Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1" × 8"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	1½" × 6"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 6"
1	Lobster Splanchnic Gelenk-Valve, Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch)	2" × 8"
1	Sterilisationsbox	—

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lobster Anterior Lumbar Retractor ist ein hochbelastbares, tischmontiertes Retraktorsystem, das speziell für die anspruchsvollen Expositionsherausforderungen der anterioren Wirbelsäulenchirurgie entwickelt wurde. Durch die direkte Montage an der Zubehörschiene des OP-Tisches mittels einer soliden Pfosten- und Rahmenkupplung eliminiert diese starre Plattform die Ermüdung der Assistenten und bietet gleichzeitig eine stationäre, zuverlässige multiplanare Retraktion im retroperitonealen Raum.

Das Lobster Anterior Lumbar Retractor-System wurde zum Schutz kritischer Gefäßstrukturen während der Bandscheibenpräparation entwickelt und umfasst einen starren Lobster-Strukturrahmen sowie sechs schnell arretierbare Retraktorklemmen. Das Set ist mit einem umfangreichen 16-teiligen Gelenk-Valven-Sortiment ausgestattet – darunter schmale Renal-Valven (bis zu 8" Tiefe), breite Splanchnic-Viszeralretractoren, schützende Fence-Valven, Deaver-, Harrington-, Mayo- und biegsame Malleable-Valven, die sich stufenlos schwenken lassen, um sich der patientenspezifischen Lordose und Anatomie anzupassen.

Hergestellt aus biokompatiblen, nicht-magnetischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit entspiegeltem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Lobster Anterior Lumbar Retractor komplett in einer robusten Sterilisationsbox. Damit erhalten Krankenhäuser und Wirbelsäulenzentren eine voll autoklavierbare Hochpräzisionslösung für komplexe lumbale Rekonstruktionen.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)