



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Anderson-Adson 開創器 後頭窩用 自保持式

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Anderson-Adson 開創器 後頭窩用 自保持式

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 6.5 in, 4x4 鋭爪	RM-AASCR-1-1	\$189
標準型 — 7.5 in (19 cm), 4x4 爪鋭, 13 mm 深	RM-AASCR-1-2	\$199
大 — 9.5 in, 4x4鋭爪	RM-AASCR-1-3	\$214

製品詳細

Anderson-Adson 自保持式後頭窩開創器は、後頭蓋および高位頸椎の手術において、強力かつハンズフリーで頭皮および筋肉を牽引するために設計された専門的な脳神経外科用器具です。密な傍脊柱筋や後頭下筋群に対して継続的かつ固定された対抗牽引力を発揮することで、手術スタッフの手を解放し、術野の妨げを防ぎます。

深部後頭窩の術野展開用に構築されたこの Anderson-Adson 自保持式後頭窩開創器の構成は、全長 19 cm で、患者の体表輪郭に沿ってハンドルがフラットに位置するようにアングルが付けられています。先端部は4×4の鋭い爪を備え、13.0 mmの有効ブレード長により、滑ることなく厚い筋膜に確実に固定されます。指掛けリング式の機械的ラチェット機構により、強い組織張力下でもロックされた状態を維持しながら、微細な開口調節が可能です。

低反射のサテンマット仕上げを施した医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Maker は厳格な臨床許容誤差に基づいて Anderson-Adson 自保持式後頭窩開創器を製造しています。これにより、スムーズなラチェットの噛み合わせ、高い耐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest