



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Ferreira Face Lift

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Ferreira Face Lift

SKU RM-FFLR-1

\$49 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Ferreira Face Lift	Comprimento total de 4 ¼" (108 mm), lâmina curva de 22 mm de largura	\$49
Estojo / Luva Protetora	Embalagem individual de transporte	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Ferreira Face Lift é um instrumento especializado de cirurgia estética manual, projetado especificamente para proporcionar afastamento atraumático de tecidos moles e elevação de retalho cutâneo durante procedimentos de rejuvenescimento facial. Projetado com uma haste ergonômica e uma lâmina distal levemente curva, este afastador permite que os cirurgiões deslem e elevem retalhos de pele e SMAS de forma limpa, protegendo ramos nervosos faciais e redes vasculares contra esmagamento.

Construído para deflexão direcionada de retalhos faciais, esta configuração dedicada do Afastador Ferreira Face Lift apresenta um comprimento total da ferramenta de 4 ¼ polegadas (108 mm). Sua extremidade de trabalho incorpora um perfil de lâmina de 22 mm de largura, contornado com margens suaves e arredondadas que distribuem a contra-tração manual uniformemente pelos tecidos cutâneos, prevenindo isquemia localizada, depressões ou lacerações de borda. Seu cabo plano ergonômico e leve oferece aos assistentes cirúrgicos um controle manual estável e antiderrapante durante disseções faciais prolongadas.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Ferreira Face Lift seguindo rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade total em autoclave para centros de cirurgia plástica facial e estética em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest