



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Vascular Lobster System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Vascular Lobster System

SKU RM-VLS-1

\$2,699 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" × 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" × 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" × 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" × 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" × 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" × 5"

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Sterilization Box	—

製品詳細

Vascular Lobster Systemは、リスクの高い開腹血管介入術において、信頼性の高いハンズフリーの術野展開を提供するように設計された、調整可能なテーブル固定式開創器です。垂直フィールドポストとマウントクランプを介して手術台のレールに強固に固定されるこの自動保持プラットフォームは、術者の疲労を軽減し、脆弱な主要血管付近での操作中にブレードが不意にずれるのを防ぎます。

末梢血管および腹部大動脈へのアプローチに特化して構成されたVascular Lobster Systemは、薄型のLobster構造フレームと8個の高速ロック式開創器クランプを備えています。付属の10個のスイベルブレードは、狭い腎静脈用レトラクター、深部内臓用のスプラंकリブレード（最大6インチ）、保護用フェンスブレード、Deaver、Harrington Sweetheart、Mayo、および血管壁に適合し剪断損傷を防ぐ穴あき可塑性ストリップなど、標的を絞った保持力を提供します。

すべてのコンポーネントは、滑らかな反射防止サテン仕上げを施した非磁性の外科用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されています。Retractor Makerは、Vascular Lobster Systemを非滅菌状態で、専用の滅菌ボックスに収納して提供します。病院グレードの耐久性と、サプライチェーンにおける完全なトレーサビリティを保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)