



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire

SKU RM-MRORR-29-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire	Dimensions / Détails : longueur totale de 29 cm, lame cranio-faciale courbée anatomique · Quantité incluse : 1	\$49
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire est un instrument chirurgical maxillofacial et cranio-facial essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction sûre et non traumatique des tissus mous le long des contours osseux profonds. Doté d'une lame anatomique à double usage, cet écarteur permet aux chirurgiens de manipuler les tissus périorbitaires loin du rebord orbitaire et de rétracter proprement le muscle ptérygoïdien médial de la branche montante lors de reconstructions faciales majeures.

Conçu pour les interventions cranio-faciales délicates nécessitant une profondeur de portée étendue, cette configuration de l'écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire présente une longueur totale de 29 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son profil léger mais solide offre aux assistants opératoires un bras de levier manuel supérieur tout en réduisant la fatigue. La lame de travail polie s'enroule en toute sécurité autour des bords de l'os cortical, empêchant la laceration des tissus mous et protégeant les faisceaux neurovasculaires délicats des fraises rotatives et des ostéotomes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur pour branche médiale et rebord orbitaire pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité complète en autoclave pour les blocs

opératoires de chirurgie orale, maxillofaciale et plastique du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest