



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca

SKU RM-CANR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sol Tarafı Küresel — 14.0 cm uzunluk, 10 mm genişlik, sol taraf küresel diş	RM-CANR-1-1	\$44
Sağ Tarafı Küresel — 14.0 cm uzunluk, 10 mm genişlik, sağ taraf küresel diş	RM-CANR-1-2	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca, alar kenarın, burun deliği sınırının ve alt lateral kıkırdakların güvenli ve kaymayan retraksiyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir rinoplasti cerrahi aletidir. Belirgin bir hibrit çift uçlu mimariyle tasarlanan bu alet, hassas kutanöz yüzeyleri delmeden optimal mekanik traksiyon sağlamak için bir adet keskin ucla birlikte bir adet künt bilye uçlu uç kullanır.

Hedeflenen anatomik hizalama için üretilen bu Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca modeli, 5 ½ inç (14.0 cm) toplam uzunluğa ve 10.0 mm genişliğinde bir çalışma ucuna (\$44) sahiptir. Cerrahlar, koruyucu bilyeli ucun dış cilt sınırına bakmasını, keskin ucun ise fibröz vestibüler astara güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlamak için iki özel operasyonel yönelim arasından seçim yapabilir: Sol Tarafta Bilye veya Sağ Tarafta Bilye. Düz ergonomik sapı, rafine manuel dokunsal geri bildirim sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Cottle Alar Burun Ekartörü / Kanca ürününü, dünya çapındaki plastik ve KBB cerrahi birimlerine yüksek korozyon direnci, sarsılmaz hassasiyet ve tam otoklav dayanıklılığı sunacak şekilde, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak formda üretmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest