



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'urologie Lobster Expanded Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur d'urologie Lobster Expanded Retractor

SKU RM-ULER-1

\$3,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
8	Pince d'écarteur Lobster	—
1	Fixateur de table Lobster avec montant vertical et coupleur	—
1	Bras d'extension articulé Lobster	—
1	Cadre Lobster	—
2	Écarteur pivotant Lobster Mayo	2" × 2"
2	Écarteur pivotant Lobster Mayo	2¾" × 2"
1	Écarteur pivotant Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Écarteur pivotant Lobster Deaver	1½" × 6"
1	Écarteur Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Écarteur Lobster Harrington	2.5" × 6"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	2" × 6½"
1	Écarteur pivotant malléable Lobster (perforé)	3" × 6½"

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur de vessie malléable Lobster Marshall, pivotant	3" × 6"
1	Écarteur pivotant Lobster Fence	4" × 6"
1	Écarteur pivotant Lobster Splanchnic	2" × 4½"
1	Boîte de stérilisation	—

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Urology Lobster Expanded Retractor est un système d'écarteur autostatique spécialisé, fixé à la table, conçu pour surmonter les défis de visibilité et de mécanique de la chirurgie urologique profonde. En se fixant solidement aux rails standard de la table d'opération via un montant articulé et un coupleur, ce système établit un périmètre stable qui libère le personnel chirurgical de la rétraction physique tout en offrant une visualisation fixe dans les cavités pelviennes profondes.

Conçue spécifiquement pour les champs pelviens et urologiques étendus, la configuration Urology Lobster Expanded Retractor intègre un cadre structurel Lobster, un bras d'extension à charnière articulé pour la portée, et huit pinces d'écartement multipositions. Le jeu de 11 lames comprend des outils de rétraction urologique spécialisés, notamment un écarteur de vessie pivotant malléable Marshall de 3" × 6", des bandes malléables perforées, des lames Harrington Sweetheart, Deaver, Mayo, Fence et des écarteurs viscéraux Splanchnic qui s'adaptent aux recoins anatomiques profonds.

Fabriqué selon les normes cliniques en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit le Urology Lobster Expanded Retractor complet dans une boîte de stérilisation robuste et organisée, validée pour les autoclavages à vapeur répétés.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest