



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Balfour Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Balfour Retractor

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Balfour 開創フレーム	200 × 155 mm, 200 × 235 mm, または 200 × 265 mm
1対	側方牽引弁	一体型/着脱可能（深さ 60 mm または 90 mm）
1	可動式正中弁	47 × 80 mm, 62 × 76 mm, または 80 × 80 mm
1	保護用収納パッケージ	個別搬送ボックス

製品詳細

Balfour Retractorは、一般腹部外科および骨盤内手術において、創縁を安定してハンズフリーで分離保持するために設計された基幹的な自動開創器です。滑らかなスライディングクロスバーと確実なネジロック機構を採用することで、アシスタントの疲労を軽減しながら、両側の腹壁牽引を維持します。

多様な切開部位や患者の体格に適応するため、Retractor Makerでは3種類の標準的な臨床構成を製造しています。：200 × 155 mmフレーム（47 × 80 mm正中弁および60 mm深側方弁付）、200 × 235 mmフレーム（62 × 76 mm正中弁および60 mm深側方弁付）、そして大型の200 × 265 mmフレーム（80 × 80 mm正中弁および90 mm深側方弁付）です。各オプションには可動式のサードアーム正中弁が付属しており、膀胱や臓器を愛護的に圧排します。

高張力プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えるサテン仕上げを施しています。Retractor Makerは、本製品を非滅菌状態で個別の保護パッケージに封入して供給しており、世界中の手術室へ高い耐久性と信頼性を備えた臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest