



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор мозжечковый Anderson-Adson
самодержащийся

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор мозжечковый Anderson-Adson самодержащийся

SKU RM-AASCR-1

\$199 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 6.5 in, 4x4 острых зубца	RM-AASCR-1-1	\$189
Стандартный — 7.5 in (19 cm), 4x4 острых зубца, глубина 13 mm	RM-AASCR-1-2	\$199
Большой — 9.5 in, 4x4 острых зубца	RM-AASCR-1-3	\$214

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самодержащийся мозжечковый ретрактор Anderson-Adson — это специализированный нейрохирургический инструмент, предназначенный для мощного, автоматического разведения мягких тканей и мышц при операциях на задней черепной ямке и верхнем шейном отделе. Создавая постоянную блокируемую контртягу на плотные параспинальные и субокципитальные мышцы, этот инструмент освобождает руки ассистентов и предотвращает обструкцию операционного поля.

Разработанная для глубокого доступа к задней черепной ямке, данная конфигурация Anderson-Adson Self-Retaining Cerebellar Retractor имеет общую длину 19 cm и изогнутую геометрию рамы, что позволяет рукояткам инструмента располагаться плоско относительно контуров тела пациента. Рабочие концы оснащены острыми зубцами 4x4 с рабочей глубиной 13.0 mm, которые надежно фиксируются в плотной фасции без соскальзывания. Механический реечный замок с кольцевыми рукоятками позволяет плавно регулировать степень разведения, сохраняя блокировку даже при сильном натяжении тканей.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, ретрактор Anderson-Adson от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими допусками, что гарантирует плавный ход кремальеры, высокую коррозионную стойкость и долговечность при регулярном автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest