



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lateral de Coxim Adiposo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Lateral de Coxim Adiposo

SKU RM-LFPR-10IN-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lateral Fat Pad Retractor	Dimensões / Detalhes: 10" (25.4 cm) de comprimento total, lâmina curva polida de 41 mm de largura · Quantidade Incluída: 1	\$84
Capa Protetora / Caixa	Dimensões / Detalhes: Embalagem individual de transporte · Quantidade Incluída: 1	\$84

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lateral de Coxim Adiposo é um instrumento cirúrgico ortopédico indispensável para o joelho, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e atraumático do coxim adiposo infrapatelar e tecidos sinoviais circundantes durante a artroplastia total do joelho. Projetado com uma lâmina larga e curva, este afastador permite que as equipes cirúrgicas mantenham as estruturas adiposas afastadas do compartimento lateral, expondo o platô tibial e o menisco lateral para ressecção.

Construído para maximizar o feedback tátil e a eficiência processual, esta configuração do Afastador Lateral de Coxim Adiposo apresenta um comprimento total da ferramenta de 10 polegadas (25.4 cm, \$84). Fabricado à mão a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), sua extremidade de trabalho incorpora um perfil de lâmina curva de 41 mm de largura com uma superfície de trabalho lisa e polida, especificamente projetada para minimizar a fricção do tecido, evitando a fragmentação de lóbulos adiposos delicados. O cabo reforçado fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável durante a preparação prolongada da articulação.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Lateral de Coxim Adiposo para suportar cargas mecânicas pesadas e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de artroplastia de joelho e reconstrução ortopédica em todo o mundo durabilidade

excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest