



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Cobra

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ретрактор Cobra

**SKU** RM-COBR-1

**\$79 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                  | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Стандартный кончик — 12.0"        | RM-COBR-1-1  | \$79       |
| Стандартный острый кончик — 12.0" | RM-COBR-1-2  | \$84       |
| Широкая модель — 11.75"           | RM-COBR-1-3  | \$89       |
| Модифицированное малое — 12.5"    | RM-COBR-1-4  | \$94       |
| Двусторонний — 14.0"              | RM-COBR-1-5  | \$99       |
| Глубокая модель — 14.5"           | RM-COBR-1-6  | \$104      |
| Модифицированное большое — 14.75" | RM-COBR-1-7  | \$109      |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Cobra — это первоклассный ортопедический хирургический инструмент, специально разработанный для обеспечения мощного, стабильного рычажного усилия на кость и глубокой ретракции мягких тканей во время операций по замене тазобедренного сустава и реконструкции таза. Обладая узнаваемой изогнутой лопаткой, напоминающей капюшон кобры, которая сужается к контурному наконечнику, этот инструмент надежно фиксируется за край вертлужной впадины или кортикальный слой бедренной кости, отодвигая крупные мышечные массивы от сустава.

Созданная для полной адаптации к процедурам, серия ретракторов Cobra выпускается в семи специализированных конфигурациях длиной от 11.75 до 14.75 дюймов: стандартный наконечник (12", \$79), стандартный с острым наконечником (12", \$84), широкий (11.75", \$89), модифицированный малый

(12.5", \$94), двухсторонний (14", \$99), глубокий (14.5", \$104) и модифицированный большой (14.75", \$109). Изогнутая рукоятка позволяет ассистенту держать руки вне операционного поля, сохраняя прямой обзор при обработке вертлужной впадины и бедренной кости.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Cobra производства Retractor Maker выдерживает колоссальные механические нагрузки без деформации, обеспечивая хирургам-травматологам и ортопедам по всему миру исключительную клиническую долговечность.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest