



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器	全長 11.75" (29.85 cm)、20 mm幅ブレード	\$44
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$44

製品詳細

中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器は、人工股関節全置換術（THA）や複雑な骨盤再建術において、高密度で嵩のある筋肉組織を処理するために特別に設計されたヘビーデューティーな整形外科用手術器具です。リーチの長い設計と解剖学的に輪郭形成されたブレードにより、助手は筋断裂を引き起こすことなく、中殿筋、小殿筋、および前方の関節包組織を術野から効率的に圧排することができます。

重厚な筋肉構造を容易に扱えるよう構築されたこの中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器は、全長11.75 inches (29.85 cm) に20 mm幅のブレードプロファイルを組み合わせています。緩やかに湾曲したブレードの形状は、大転子の外上方から後方、および大腿骨頸部をスムーズに包み込み、深い寛骨臼リーミング中の皮質骨からの予期せぬ滑脱を防ぎます。人間工学に基づいたハンドルは優れたレバレッジ（てこの原理）を提供し、助手の術者の手の疲労を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げの高品質医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されており、Retractor Makerは、激しい機械的トルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる中殿筋・小殿筋/大腿骨用開創器を製造し、世界中の整形外科チームに卓越した耐久性と臨床パフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest