



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Dockhorn Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Dockhorn Retractor

SKU RM-DOCK-1

\$64 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
12.0 mm × 40.0 mm лезвие	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm blade	RM-DOCK-1-2	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Dockhorn Retractor — это специализированный ручной хирургический инструмент, разработанный специально для точного, стабильного смещения мягких тканей и изоляции краев раны в челюстно-лицевой, оральной и общей хирургии. Благодаря эргономичной рукоятке и характерной вогнутой верхней поверхности лезвия, этот инструмент надежно удерживает края раны, отводя жидкость и отражение света от операционного коридора.

Созданная для надежного анатомического захвата, эта конфигурация Dockhorn Retractor имеет общую длину 20.3 см (8 inches). Его рабочая часть представляет собой жесткое L-образное лезвие, предназначенное для удобного подведения под фасциальные границы и мышечные слои. Инструмент доступен в двух вариантах размеров лезвия: 12.0 mm × 40.0 mm (\$64) и 14.0 mm × 55.0 mm (\$69). Специализированная вогнутая верхняя поверхность стабилизирует отведенные ткани, предотвращая соскальзывание при длительной контртракции.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатинированным матовым покрытием, компания Retractor Maker производит Dockhorn Retractor в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, непоколебимую структурную жесткость и полную пригодность к автоклавированию для амбулаторных клиник и больничных операционных по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest