



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Henahan Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Henahan Retractor

SKU RM-HNHR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
17 cm (approx. 6.7") — Größe 2 Stumpfes Blatt	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — Größe 2 Stumpfes Blatt	RM-HNHR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Henahan Retractor ist ein essenzieller chirurgischer Wundhaken für die Oral-, Dental- und Kieferchirurgie, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Wangen, Lippen und Mukoperiostlappen bei intraoralen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem anatomisch geformten Blatt schützt dieser Retraktor das Weichgewebe vor rotierenden Bohrern und schneidenden Instrumenten, während er ein weites Sichtfeld über den Alveolarkamm aufrechterhält.

Dieses Modell des Henahan Retractor ist für den variablen klinischen Zugang konzipiert und verfügt über ein stumpfes Blatt der Größe 2, um lokale Schleimhautlazerationen zu vermeiden. Chirurgen können zwischen zwei Gesamtlängen wählen: einem Standardmodell in 17 cm (44 \$) für den routinemäßigen oralen Zugang oder einem verlängerten Modell in 20 cm (49 \$) für tiefe retromolare und maxillofaziale Eingriffe. Der ergonomische Flachgriff ermöglicht dem Assistenzpersonal eine stabile, ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung über längere Operationszeiten hinweg.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker den Henahan Retractor nach strengsten klinischen Standards. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und vollständige Autoklavierbarkeit für Zahnkliniken, Oralchirurgie und die Gesichtskonstruktion weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest