



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Hohmann Large Beard pour Radius Distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Hohmann Large Beard pour Radius Distal

SKU RM-BDRWHR-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	Longueur totale 5.37" (13.63 cm), lame large Hohmann	\$79
Gaine / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Hohmann large Beard pour radius distal est un instrument de précision pour la main et le poignet, conçu pour offrir une exposition osseuse supérieure lors de la fixation de fractures du radius distal et des procédures d'ostéotomie. Conçu avec une tige coudée intégrant une lame large fraisée avec précision, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de faire levier sur les couches de tissus mous profonds à distance du radius palmaire et dorsal avec une contrainte manuelle minimale.

Développé pour une ergonomie optimale en chirurgie du poignet, cette configuration d'écarteur Beard présente une longueur totale compacte de 5.37 pouces (13.63 cm). Le profil large de sa lame est profilé pour s'appuyer de manière stable contre la diaphyse radiale, soulevant proprement le muscle carré pronateur et les tendons fléchisseurs hors de la zone de pose de plaque. La poignée ergonomique spécialisée offre un contrôle manuel maximal et une prise sûre, même en présence de fluides, réduisant considérablement la fatigue manuelle de l'assistant lors des manœuvres de réduction complexes.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fournit l'écarteur de Hohmann large Beard non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant une durabilité élevée et une résistance à la corrosion pour les blocs opératoires d'orthopédie et de chirurgie de la main du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest