



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Kelly Retractor-Lamb Handle

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Ранорасширите ль Kelly Retractor-Lamb Handle

**SKU** RM-KLR-LH-1

**\$94 USD**

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                  | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                                                                                                           |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Длина 51 mm x ширина 63 mm | Общая длина: 24 см · Основная клиническая роль: Стандартная ретракция брюшной стенки и мышц среднего слоя · Цена (USD): \$94.00              |
| 1          | Длина 63 mm x ширина 76 mm | Общая длина: 24 см · Основная клиническая роль: Доступ к глубокому тазовому дну и смещение органов при лапаротомии · Цена (USD): \$94.00     |
| 1          | Длина 76 mm x ширина 89 mm | Общая длина: 24 см · Основная клиническая роль: Максимальная ширина доступа к брюшной стенке и бариатрическая хирургия · Цена (USD): \$94.00 |
| 1          | Защитный чехол / Коробка   | Общая длина: Стандартная транспортная упаковка · Основная клиническая роль: — · Цена (USD): Включено                                         |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Kelly Retractor-Lamb Handle — это специализированный общехирургический и гинекологический инструмент, разработанный специально для обеспечения мощного и контролируемого смещения тканей во время крупных открытых абдоминальных и тазовых операций. Благодаря эргономичному профилю рукоятки Lamb, этот инструмент позволяет ассистентам хирурга прикладывать значительную ручную контртракцию с оптимальной поддержкой ладони, предотвращая соскальзывание захвата и усталость рук при глубоком доступе к ране.

Созданный для обеспечения контролируемого смещения тканей у пациентов с различной анатомией, данный Kelly Retractor-Lamb Handle имеет единую общую длину 24 cm (\$94). Ретрактор предлагается с тремя вариантами размеров рабочей части: 51 mm в длину × 63 mm в ширину, 63 mm в длину × 76 mm в ширину и широкий профиль 76 mm в длину × 89 mm в ширину. Г-образная лопатка имеет гладкую закругленную удерживающую кромку, которая надежно фиксирует внутренние органы и плотные мышечные слои, не повреждая серозную оболочку органов.

Изготовленный из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Retractor Maker производит Kelly Retractor-Lamb Handle для работы в условиях высоких механических нагрузок и многократных циклов автоклавирования, обеспечивая операционные блоки по всему миру исключительной долговечностью, коррозионной стойкостью и полной клинической надежностью.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest