



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用レトラクター

SKU RM-TFOBAR-1

\$259 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
光源なし — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — 汎用ファイバーケーブルアダプター (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
コードレスLED光源付 — 13 selectable sizes (有鉤/無鉤) — コードレス電池式LEDライトユニット (単3乾電池使用、ガス滅菌可)	RM-TFOBAR-1-2	\$335

製品詳細

Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用レトラクターは、非侵襲的な軟部組織の挙上と、深い乳房ポケット内への影のない直接照明を組み合わせるために特別に設計された、最高級の照明付き外科用レトラクターです。冷却された高輝度光を遠位のワーキングブレードへ直接導くことで、形成外科医は完全な止血の確認、ポケット縁の検査、および大胸筋線維の剥離を、確かな視覚的信頼性を持って行うことができます。

長時間の執刀による疲労を最小限に抑えるよう設計されたこの Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用レトラクターは、人間工学に基づいたハンドルと、13種類の独自のブレード寸法（80×16、90×27、110×25、120×25、130×16、130×25、150×25、150×30、150×36、180×16、180×25、190×36、220×27 mm）にわたる適応性の高いサイジングマトリックスを特徴としています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、線維組織上での滑りを防ぐ「有歯」ブレード、または愛護的な操作のための「無歯（スムーズエンド）」のいずれかを選択できます。光源のパッケージには2つのオプションがあります。既存の光ファイバーケーブル用の「光源なし（\$259）」、または単3電池で作動し、優れた白色輝度を提供しガス滅菌可能な「ワイヤレスLED再利用可能光源付き（\$335）」です。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Tebbetts 光ファイバー乳房増大術用レトラクターは、繰り返しの病院での滅菌サイクルに耐えるよう製造されており、世界中の美容クリニックや再建形成外科室に、優れた光伝達、構造的剛性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest