



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Garra Profunda (Deep Rake)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Garra Profunda (Deep Rake)

SKU RM-DRR-1

\$68 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
38 mm de profundidad — 57 mm wide x 38 mm deep — Retracción muscular y subcutánea intermedia	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm Profundidad — 57 mm ancho x 51 mm profundidad — Exposición estándar de pared abdominal y articulaciones ortopédicas	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Profundidad — 57 mm de ancho x 63 mm de profundidad — Desplazamiento de suelo pélvico profundo y músculo paravertebral	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm Depth — 57 mm wide x 76 mm deep — Exposición bariátrica de máxima profundidad y palanca muscular fuerte	RM-DRR-1-4	\$80

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Garra Profunda (Deep Rake) es un instrumento quirúrgico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento de tejido potente y controlado durante operaciones abdominales, ortopédicas y pélvicas profundas. Diseñado con una robusta arquitectura de garra de 4 dientes romos, este separador permite a los equipos quirúrgicos movilizar capas gruesas de grasa subcutánea, masas musculares pesadas y planos fasciales fibrosos sin desgarrar el tejido.

Construido para un despeje versátil de cavidades profundas, esta serie de separadores Deep Rake presenta una longitud total extendida de 27 cm que mantiene las manos del asistente fuera del corredor quirúrgico. El instrumento incorpora un cabezal de rastrillo de 57 mm de ancho disponible en cuatro profundidades de hoja seleccionables: 57 mm x 38 mm (\$68), 57 mm x 51 mm (\$72), 57 mm x 63 mm (\$76) y 57 mm x 76 mm (\$80). Sus dientes romos redondeados distribuyen las fuerzas de tracción de manera uniforme, mientras que el mango ergonómico con orificio en forma de lágrima proporciona un apalancamiento manual seguro y sin fatiga.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker produce el Separador de Garra Profunda (Deep Rake) bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la tracción, una resistencia excepcional a la corrosión y una durabilidad completa en autoclave para salas de cirugía general, ortopedia y trauma en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest