



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

ファイバーオプティックガイド付シングモイドノッチレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



ファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクター

SKU RM-SNRFOG-22-1

\$139 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	ファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクター	全長 22 cm、9.5 / 16 mm ブレード、ファイバーオプティックチャンネル内蔵
1	ユニバーサルライトケーブルアダプター	標準的な手術室用ファイバーオプティックケーブルに接続可能
1	保護スリーブ / ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

ファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクターは、下顎枝上縁に沿った直接的かつ影のない光学照明と骨保護を両立させるために特別に設計された、最高級の照明付口腔顎顔面外科用開創器です。下顎切痕（シグモイドノッチ）に掛けるように設計されたこの器具は、深部の側頭下窩および咬筋下通路へ高強度の光を照射し、外科医が確かな解剖学的確信を持って垂直骨切り術を遂行することを可能にします。

アクセス性と手技のコントロールの最適なバランスを実現するため、このファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクターは全長 22 cm (\$139) の構成を採用しています。最高級の術科用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手で作り上げられ、錆に対する生涯保証を提供します。ワーキングブレードは 9.5 mm / 16 mm の凹型プロファイルで、皮質骨にしっかりと固定される完全屈曲チップ形状を備えています。統合された照明アセンブリは、標準的な手術室用光源（Storz、Olympus、Wolf、ACMI）と互換性のあるユニバーサルコネクタを備えた内蔵ファイバーオプティックガイドチャンネルにより、深い口腔内術野でのシャドーイングを排除します。

金属表面に反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製のファイバーオプティックガイド付シグモイドノッチレトラクターは、高頻度のオートクレーブ滅菌プロトコルに耐えうる設計となっており、世界中の顎矯正、外傷、頭蓋顎顔面外科において、卓越した光学的透明度、構造的剛性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest