



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Adson Cerebellum Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Adson Cerebellum Retractor

SKU RM-ACR-1

\$159 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 6.5 in, 深さ 22 mm	RM-ACR-1-1	\$149
標準型 — 7.5 in, 22 mm 深	RM-ACR-1-2	\$159
大 — 9.5 in, 深さ 22 mm	RM-ACR-1-3	\$174

製品詳細

Adson Cerebellum Retractorは、後頭蓋窩の脳神経外科手術において、安定した頭皮および筋肉のハンズフリー牽引を実現するために設計された不可欠な自動開創器です。強靱な後頭下筋群に対して継続的な対抗牽引を分散させることで、助手の負担を軽減し、脳神経外科的介入のための良好な手術操作域を確保します。

頭蓋周囲の解剖学的構造に合わせて設計されたこのモデルは、全長 7 ½ inches (19.05 cm) で、患者の解剖学的形状に快適にフィットする屈曲アームプロファイルを採用しています。ワーキングエンドには、深部の筋肉や帽状腱膜を確実に把握する鋭いインターロッキング爪が装備されており、一体型の指リング式ラチェット機構により、高い筋緊張下でも任意の開口幅で確実にロックされます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に非反射サテンマット仕上げを施し、Retractor Makerは厳格な臨床許容誤差に基づいて製造しています。スムーズなラチェットの噛み合わせ、高い耐食性、そして世界中の脳神経外科手術室に対応する完全なオートクレーブ適合性を保証します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest