



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Nasal Terry

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Nasal Terry

SKU RM-TNR-6IN-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Terry Nasal Retractor	Longitud total de 6" (152 mm), hoja de 5 × 46 mm, mango ergonómico	\$44
Funda protectora / Caja	Embalaje de transporte individual	\$44

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Nasal Terry es un separador manual especializado para rinoplastia y cirugía plástica facial, diseñado específicamente para proporcionar una elevación segura y atraumática de la cubierta cutánea nasal y los cartílagos laterales. Diseñado con una hoja delgada y alargada, este instrumento permite a los cirujanos navegar por túneles subcutáneos estrechos a lo largo del dorso nasal de forma limpia, protegiendo los delicados tejidos cutáneos de hematomas focales o desgarros de la mucosa durante la remodelación de huesos y cartílagos.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia y ofreciendo una garantía de por vida contra el óxido y defectos de fabricación, esta configuración del Separador Nasal Terry presenta una longitud total de herramienta de 6 pulgadas (152 mm, \$44). Fabricada a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de la hoja de trabajo son de 5 mm de ancho × 46 mm de largo, contorneada con bordes atraumáticos suaves y redondeados para soportar los colgajos de tejido nasal de forma segura. Su geometría estructural presenta un chasis de hoja de un solo extremo integrado en un mango liso y ergonómicamente equilibrado que ofrece un apalancamiento manual sin fatiga para los asistentes quirúrgicos.

Suministrado como un dispositivo de quirófano no estéril y reesterilizable con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Nasal Terry bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para

centros de cirugía cosmética, otorrinolaringología y cirugía plástica facial en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest