



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Parker Retractor - 2er-Set

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Parker Retractor - 2er-Set

SKU RM-PR-SET-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Parker Retractor - 2er-Set ist ein essenzielles Paar chirurgischer Instrumente, das speziell für die sichere, atraumatische Wundrandverschiebung und Weichteilelevation in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch die C-förmig gebogenen Valven an beiden Enden eines zentralen Griffs ermöglichen diese Retraktoren dem OP-Team den mühelosen Wechsel zwischen verschiedenen Gewebetiefen, ohne das Instrument tauschen zu müssen.

Konzipiert für vielseitige klinische Anwendungen, behält dieses Parker Retractor - 2er-Set sein einheitliches doppelendiges Design über fünf wählbare Längen bei: 5 inches (12.7 cm, \$44), 5 ½ inches (13.97 cm, \$49), 6 inches (15.24 cm, \$54), 7 inches (17.78 cm, \$59) und 7 ¼ inches (18.42 cm, \$64). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügen beide Arbeitsenden über glatte, abgerundete Valvenlippen, die Hautkanten, subkutanen Fett und Muskelebenen sauber fixieren, ohne lokale Quetschtraumata zu verursachen. Der massive Flachgriff bietet dem OP-Assistenten eine stabile, rutschfeste manuelle Kontrolle.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker das Parker Retractor - 2er-Set so, dass es wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Es bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Operationssäle, Traumazentren und ambulante chirurgische Kliniken weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest