



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Richardson com Cabo em Alça

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Richardson com Cabo em Alça

SKU RM-RRLH-1

\$54 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
9 ½" (24.13 cm) — Lâmina curva em ângulo reto, cabo em anel	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — Lâmina curva em ângulo reto, cabo em anel	RM-RRLH-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Richardson com Cabo em Alça é um afastador cirúrgico manual essencial, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento confiável de tecidos moles e musculatura durante operações abdominais e pélvicas abertas. Projetado com uma lâmina clássica curva em ângulo reto que termina em um lábio de retenção voltado para baixo, este instrumento permite que os auxiliares cirúrgicos apliquem contra-tração manual estável em planos teciduais densos, sem causar deslizamento tecidual ou isquemia de margem local.

Construído para suportar altas exigências físicas e esterilizações frequentes em autoclave, permanecendo completamente resistente à corrosão, esta série do Afastador Richardson com Cabo em Alça é oferecida em dois comprimentos totais: 9 ½ inches (24.13 cm, \$54) e 10 inches (25.40 cm, \$59). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a geometria da lâmina incorpora um design de extremidade única em ângulo reto que segura ventres musculares e vísceras com segurança. O conjunto do cabo apresenta uma estrutura de Cabo em Alça ergonômica integrada, adaptada para minimizar a fadiga manual e garantir uma empunhadura antiderrapante durante procedimentos cirúrgicos de longa duração.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Richardson com Cabo em Alça para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros cirúrgicos de cirurgia

geral, ginecológica e de trauma em todo o mundo rigidez estrutural inabalável, alta resistência à corrosão e total confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest