



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Freeman Rake Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Freeman Rake Retractor

SKU RM-FRR-7-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Rastrillo de 22 mm de ancho — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
Rastrillo de 38 mm de ancho — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Freeman Rake Retractor es un separador para cirugía plástica reconstructiva y estética reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación firme y antideslizante de colgajos de piel durante ritidectomías y procedimientos de tejidos blandos. Diseñado con múltiples garras afiladas, este instrumento permite a los cirujanos aplicar una contratracción manual uniforme a través de los planos cutáneos y subcutáneos sin causar desgarros dérmicos focales.

Construido para adaptarse a diferentes límites de incisión, esta configuración estándar del Freeman Rake Retractor mantiene una longitud total de 7 pulgadas (18 cm). El instrumento se fabrica en dos anchos de rastrillo seleccionables: un modelo de 22 mm de ancho (\$44) para colgajos faciales localizados y un modelo expansivo de 38 mm de ancho (\$49) para socavamiento amplio de mejillas y cuello. Su vástago curvo mantiene las manos del asistente alejadas de la línea de disección, mientras que el mango plano ergonómico garantiza un apalancamiento manual sin fatiga durante procedimientos de varias horas.

Mecanizado a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Freeman Rake Retractor para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad completa en autoclave para centros de cirugía plástica y estética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest