



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à genou Blount

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur à genou Blount

SKU RM-BKR-1

\$64 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur à genou Blount est un instrument de chirurgie orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour offrir un levier fiable et une exposition des tissus mous autour des condyles fémoraux et du plateau tibial lors d'une arthroplastie totale du genou. Doté d'un bec anatomique qui s'accroche aux marges osseuses, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de rétracter le tendon patellaire, les ligaments collatéraux et la capsule sans écrasement tissulaire.

Adaptée aux différentes profondeurs anatomiques, la gamme d'écarteurs Blount propose des configurations de longueur incluant 6 7/8" (\$64), 7" (\$69), 10 1/4" (\$74) et 10 3/8" (\$79), avec des lignes de production standard accommodant un profil structural de 6 3/8". Les chirurgiens peuvent configurer l'extrémité travaillante soit avec une lame étroite et courte (variante 14093) pour un accès localisé, soit avec une lame large (variante 14094) pour un déplacement tissulaire étendu. Son manche profilé offre un contrôle de contre-traction supérieur tout en éloignant les mains de l'assistant des scies à os.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur à genou Blount pour résister à des forces de levier mécaniques élevées et aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de remplacement articulaire une durabilité clinique inébranlable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest