



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Collin Hartmann S字型開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Collin Hartmann S 字型開創器

SKU RM-CHSR-1

\$29 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Collin Hartmann S字型開創器	全長 16 cm、52×33 mm および 30×21 mm 両頭タイプ	\$29
保護スリーブ / 外箱	輸送用個別包装	\$29

製品詳細

Collin Hartmann S字型開創器は、一般外科、婦人科、再建外科などの幅広い手術において、非侵襲的な軟部組織の圧排を可能にする適応力の高い両頭式手術用レトラクターです。人間工学に基づいたS字型の湾曲設計により、執刀医の作業視野を妨げることなく、助手があらゆる角度から組織層を牽引できるように設計されています。

本モデルの Collin Hartmann S字型開創器は、単一のシャシーに2つの異なるワーキングエンドを統合した全長 16 cm (\$29) の仕様で、二役の機能性を備えています。大型ワーキングエンド（52 mm × 33 mm）は、広範な腹壁、脂肪組織、および筋フラップの牽引に最適化されています。対極の小型ワーキングエンド（30 mm × 21 mm）は、小切開部、小児科領域、および繊細な解剖学的輪郭に対応するように設計されています。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に反射防止サテンマット仕上げを施して製造されており、Retractor Maker は本製品を非滅菌状態で保護包装にて供給します。高い耐食性、強固な構造的剛性、そして世界中の手術室で信頼される臨床的安定性を提供し、オートクレーブ滅菌にも完全対応しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest