



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Willauer-Deaver

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Willauer-Deaver

SKU RM-WDR-395-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame large 25 mm — 25 mm wide × 108 mm working surface	RM-WDR-395-1-1	\$99
Lame large de 50 mm — Surface utile 50 mm large × 108 mm	RM-WDR-395-1-2	\$149

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Willauer-Deaver est un rétracteur spécialisé pour cavités profondes, conçu pour permettre un déplacement sûr et large des tissus du parenchyme pulmonaire, des viscères abdominaux et des structures thoraciques lors d'interventions ouvertes majeures. Doté d'une lame en crochet incurvée allongée se terminant par un bord arrondi atraumatique, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction soutenue sur des plans viscéraux lourds sans provoquer de contusions ou de déchirures séreuses.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur Willauer-Deaver présente une longueur totale exceptionnelle de 39.5 cm qui permet d'atteindre le pelvis profond et la cavité thoracique. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la longueur de la lame de travail active mesure 108 mm le long de sa surface incurvée. L'instrument est particulièrement adaptable aux différentes profondeurs cliniques grâce à deux choix distincts : un modèle de lame de 25 mm de large (\$99) pour le maintien précis des tissus et l'exposition vasculaire profonde, et un modèle de lame de 50 mm de large (\$149) pour le déplacement pulmonaire et hépatique étendu. Son manche plat ergonomique assure un levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Willauer-Deaver pour supporter les cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs de chirurgie cardiothoracique, aux centres de traumatologie et aux salles d'opération de chirurgie générale du monde entier une durabilité exceptionnelle et une résistance totale à la corrosion.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest