



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Jeu de deux écarteurs Seeburger

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jeu de deux écarteurs Seeburger

SKU RM-SRS-14-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteurs Seeburger	Longueur totale de 14 cm, manche plat, lames incurvées	\$54
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport standard	\$54

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le jeu de deux écarteurs Seeburger est un ensemble d'instruments chirurgicaux appariés essentiels, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable et atraumatique des tissus mous et une exposition des berges superficielles de la plaie lors d'interventions de chirurgie générale, plastique et reconstructrice. Conçu avec des profils de travail doubles équilibrés, cet ensemble permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction manuelle constante sur les bords opposés de l'incision sans écraser les plans dermiques ou sous-dermiques délicats.

Construit pour résister à la stérilisation en autoclave à haute fréquence tout en offrant une garantie à vie contre la rouille et les défauts, cette configuration du jeu de deux écarteurs Seeburger présente une longueur totale d'outil de 14 cm (\$54). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le châssis de l'instrument intègre un manche central plat et mince qui offre une sensibilité tactile exceptionnelle et un équilibre ergonomique lors des micro-dissections délicates. Classés comme un ensemble d'écarteurs à main certifiés de qualité supérieure pour bloc opératoire, les deux unités présentent des bords de lame aux contours lisses pour éliminer les traumatismes tissulaires focaux.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le jeu de deux écarteurs Seeburger pour respecter les normes cliniques les plus strictes sous un éclairage chirurgical intense, offrant aux centres de chirurgie ambulatoire, aux blocs de traumatologie et aux salles d'opération des hôpitaux du monde entier une durabilité, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave inégalées.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest