



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Greater Trochanteric Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Greater Trochanteric Ekartör

SKU RM-GTR-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Greater Trochanteric Ekartör	14.875" (37.8 cm) uzunluk, 25 mm genişlik × 1.5" derinlikte uç — 1	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Greater Trochanteric Ekartör, total kalça artroplastisi sırasında proksimal femur ve kalça eklemi çevresinde güvenilir kemik kaldıracı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak için özel olarak tasarlanmış ağır hizmet tipi bir ortopedik cerrahi ekartördür. Lateral trokanterik sırt üzerine kancalanacak şekilde tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların gluteus medius, minimus ve vastus lateralis kaslarını tendon insersiyonlarına zarar vermeden ameliyat alanından uzaklaştırmasına olanak tanır.

Trokanter majör bölgesinin hedeflenen maruziyeti için üretilen bu Greater Trochanteric Ekartör konfigürasyonu, asistan ellerini cerrahi koridorun iyice dışında tutan 14.875 inç (37.8 cm) uzatılmış toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, kayma yapmadan trokanterik kemik kenarlarına güvenli bir şekilde oturacak şekilde özel olarak konturlanmış 25 mm genişliğinde ve 1.5 inç (3.8 cm) derinliğinde bir uç profili içerir. Ergonomik olarak tasarlanmış sapı, kavrama kontrolünü en üst düzeye çıkarır ve uzun süreli eklem rekonstrüksiyonları sırasında kullanıcı el yorgunluğunu en aza indirir.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş Retractor Maker üretimi Greater Trochanteric Ekartör, ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve dünya çapındaki kalça artroplastisi ve travma rekonstrüksiyon ekiplerine sarsılmaz klinik dayanıklılık ve performans sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest