



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Kreidler 軟部組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kreidler 軟部組織レトラクター

SKU RM-KSTR-21-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Kreidler 軟部組織レトラクター	寸法/詳細: 全長 21 cm、5 × 20 mm ワイドブレード・数量: 1	\$44
保護スリーブ / 箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ・数量: 1	\$44

製品詳細

Kreidler 軟部組織レトラクターは、顎矯正手術や下顎手術において、粘膜骨膜フラップおよび軟部組織を非侵襲的かつ安全に圧排するために特別に設計された顎顔面外科用レトラクターです。解剖学的なブレードの輪郭により、口腔外科医は顔面の筋肉組織や血管縁を、オシレーティングソーやロータリーバーから確実に保護することができます。

操作性と触覚の伝達を最適化するように構築されたこの Kreidler 軟部組織レトラクターの構成は、全長 21 cm (\$44) です。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、作業端には局所的な圧迫壊死を引き起こすことなく繊細な口腔粘膜組織を保持するように特別に成形された 5 mm × 20 mm のワイドブレードレイアウトが採用されています。細身のシャンクにより助手の術者の手が術野の外に保たれ、人間工学に基づいたハンドルが疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 製の Kreidler 軟部組織レトラクターは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐えるように製造されており、世界中の口腔外科、顎顔面外科、形成外科の医師に、高い耐食性、構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest