



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Richardson Eastman Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Richardson Eastman Ekartör

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10 ¼" (yakl. 26.0 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (yakl. 26.7 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (yakl. 27.3 cm) — Çift dik açılı konkav bıçaklı	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (yaklaşık 28.6 cm) — Çift dik açılı konkav uçlu	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Richardson Eastman Ekartör, büyük laparotomiler ve pelvik prosedürler sırasında güvenilir, çok derinlikli yara kenarı yer değiştirmesi ve karın duvarı ekartasyonu sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş çift uçlu bir cerrahi ekartördür. Konturlu merkezi sapın zıt uçlarında iki farklı dik açılı konkav bıçakla tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin alet değiştirmeden sığ subkutan doku retraksiyonu ile derin kas tutma arasında zahmetsizce geçiş yapmasını sağlar.

Olağanüstü dayanıklılık ve korozyon direnci sağlamak üzere üretilen bu Richardson Eastman Ekartör serisi dört farklı uzunlukta mevcuttur: 10 ¼ inches (\$54), 10 ½ inches (\$59), 10 ¾ inches (\$64) ve 11 ¼ inches (\$69). Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen bıçak geometrisi, doku kaymasını veya lokalize basınç kontüzyonlarını önleyen pürüzsüz, yuvarlak tutucu dudaklara sahip iki farklı dik açılı konkav bıçağı birleştiren asimetric çift uçlu bir tasarıma sahiptir. Tek bir alet veya iki ekartörlük bir Set olarak sipariş edilebilir; merkezi sapı yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Richardson Eastman Ekartörünü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki genel cerrahi üniteleri, obstetrik salonları ve travma merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal sertlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest