



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Externa Castaneda

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Esternal Castaneda

SKU RM-CSR-1

\$374 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Perfil Recém-nascido	RM-CSR-1-1	\$374
Perfil Infantil	RM-CSR-1-2	\$384
Perfil Adulto	RM-CSR-1-3	\$389

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Esternal Castaneda é um afastador cirúrgico cardiotorácico aclamado internacionalmente, desenvolvido especificamente para fornecer uma separação esternal estável e controlada durante cirurgias cardíacas congênitas e reconstruções cardíacas abertas. Projetado com braços de afastamento de baixo perfil e não magnéticos, este instrumento estabelece uma ampla janela operatória no mediastino e na cavidade pericárdica, minimizando o estresse mecânico nas margens esternais frágeis.

Construído para um dimensionamento preciso e específico para cada paciente, o Afastador Esternal Castaneda é oferecido em três configurações clínicas dedicadas: Perfil Recém-Nascido (65.0 × 55.0 × 30.0 × 16.0 mm, \$374), Perfil Infantil (72.0 × 80.0 × 45.0 × 12.0 mm, \$384) e Perfil Adulto (100.0 × 125.0 × 60.0 × 15.0 mm, \$389). Cada perfil apresenta lâminas com contornos anatômicos e bordas curvas que se assentam firmemente contra o esterno dividido. Seu mecanismo de cremalheira e pinhão de passo fino permite a expansão milimétrica, prevenindo microfraturas de cartilagem em caixas torácicas neonatais delicadas.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Esternal Castaneda para suportar ciclos rigorosos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia cardíaca e cardiovascular pediátrica uma confiabilidade inabalável e precisão vital.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest