



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

B-Z Weitlaner Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



B-Z Weitlaner Retraktor

SKU RM-BZWR-1

\$339 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
B-Z Weitlaner Retraktor	28 cm Gesamtlänge, 83 mm tiefe 4x4 stumpfe Zinken, 90° abgewinkelt	\$339
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$339

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der B-Z Weitlaner Retraktor ist ein spezialisierter, selbsthaltender Wundsperrer für den tiefen Zugang, der für eine kraftvolle, freihändige Exposition bei anspruchsvollen orthopädischen, spinalen und tiefen allgemeinchirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Mit einer Gesamtlänge von 28 cm ermöglicht dieses Instrument dem OP-Team die Aufrechterhaltung eines breiten Operationskorridors in tiefen Kavitäten, ohne dass Ermüdungserscheinungen beim Assistenten auftreten.

Konzipiert für die Retraktion schwerer Muskulatur, verfügt diese Konfiguration des B-Z Weitlaner Retraktors über ein um 90 Grad abgewinkeltes Chassis, wodurch die Ringgriffe flach an den Körperkonturen des Patienten anliegen. Dies hält den Operationskorridor frei für Bohrwerkzeuge und Mikroskope. Das Arbeitsende ist mit 83 mm tiefen Valven in einer 4x4 stumpfen Zinkenkonfiguration ausgestattet, die einen außergewöhnlichen Gewebehalt bieten und gleichzeitig Traumata an benachbarten neuralen und vaskulären Strukturen minimieren. Die integrierte mechanische Sperre arretiert sicher bei variablen Breiten.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Mattfinish, fertigt Retractor Maker den B-Z Weitlaner Retraktor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies gewährleistet ein reibungsloses Einrasten der Sperre, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest