



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Двусторонний ретрактор для молочной железы
Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Двусторонний ретрактор для молочной железы Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU RM-TDEBR-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
23 cm Reach Layout — 37×70 mm длинное зеркало / 22×54 mm короткое зеркало — Стандартный размер для субмаммарной аугментации и формирования периареолярного кармана	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") вылет — 37×70 mm длинное зеркало / 22×54 mm короткое зеркало — формирование глубокого субпекторального кармана, трансаксиллярное увеличение и ревизионная маммопластика	RM-TDEBR-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двусторонний ретрактор Tebbetts Double-Ended Breast Retractor — это специализированный инструмент для эстетической хирургии, разработанный для универсальной элевации тканей и обеспечения обзора кармана при аугментации и реконструкции молочной железы. Благодаря двум различным изогнутым лопаткам на противоположных концах, этот инструмент позволяет пластическим хирургам легко переходить от ретракции поверхностных разрезов к исследованию глубокого субпекторального кармана без смены инструментов.

Разработанный для превосходной хирургической маневренности, ретрактор Tebbetts Double-Ended Breast Retractor оснащен специализированной позолоченной рукояткой для максимального тактильного контроля во время длительных операций. Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали премиум-класса для операционных и доступен в двух вариантах длины: 23 cm (\$69) для

стандартного доступа и удлиненный вариант 31 cm (12.25 inches) (\$89) для визуализации глубоких карманов. Размеры двойных лопаток включают длинную лопатку (Longer Blade) 37 mm в ширину × 70 mm в длину на одном конце и короткую лопатку (Shorter Blade) 22 mm в ширину × 54 mm в длину на другом; обе имеют гладкие атравматичные края.

Кованные рабочие лопатки с антибликовым сатиновым покрытием и элегантная позолоченная рукоятка позволяют Retractor Maker гарантировать устойчивость Tebbetts Double-Ended Breast Retractor к многократным циклам автоклавирования, исключительную коррозионную стойкость и долговечность для центров эстетической и реконструктивной пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)