



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Hohmann inversé

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Hohmann inversé

SKU RM-RHR-85-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Reverse Hohmann Retractor	Longueur 8 ½" (21.59 cm), lame à pointes émoussées asymétriques, manche fenêtré	\$69
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Hohmann inversé est un instrument chirurgical orthopédique spécialisé, conçu spécifiquement pour offrir un levier osseux fiable et un déplacement des tissus mous dans les espaces articulaires restreints où les écarteurs à levier standard obstruent le champ opératoire. Conçu avec une courbure de lame inversée, cet écarteur permet aux chirurgiens de faire levier proprement sur les cortex fémoraux ou tibiaux, éloignant les plans musculaires lourds de la capsule articulaire sans risquer de lacérer les tissus mous.

Construit pour résister à la stérilisation haute fréquence et au passage en autoclave tout en offrant une excellente résistance à la corrosion, cette configuration dédiée de l'écarteur Hohmann inversé présente une longueur totale de 8 ½ inches (21.59 cm). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la géométrie de son extrémité active intègre une lame asymétrique à angle droit terminée par des pointes émoussées lisses qui soutiennent les bords osseux en toute sécurité sans perforer le périoste. L'ensemble du manche présente une structure à poignée fenêtrée intégrée dans un châssis à extrémité unique qui réduit le poids de l'outil tout en maximisant le contrôle manuel.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Hohmann inversé pour supporter un couple orthopédique immense et des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux blocs opératoires de reconstruction articulaire et de traumatologie du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest