



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Army-Navy Wundhaken-Set (2-teilig)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Army-Navy Wundhaken-Set (2-teilig)

SKU RM-ANR-SET-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Army-Navy Wundhaken	21 cm Gesamtlänge, doppelendige Blätter	\$49
Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Army-Navy Wundhaken-Set ist ein klassisches Paar doppelendiger chirurgischer Retraktoren, die für eine stabile, atraumatische Geweberetraktion in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und plastischen Chirurgie entwickelt wurden. Durch die unterschiedlichen Blatttiefen an jedem Ende ermöglicht dieses Set chirurgischen Teams den mühelosen Wechsel zwischen oberflächlichem subkutanem Gewebehalt und tieferer muskulärer Elevation.

Diese Standardkonfiguration des Army-Navy Wundhaken-Sets verfügt über eine Gesamtlänge von 21 cm. Jedes Instrument besitzt einen zentralen, fenestrierten Griff für geringeres Gewicht und sichere Handhabung. Ein Ende weist ein kurzes, rechtwinkliges Blatt für oberflächliche Wundränder auf, während das gegenüberliegende Ende ein längeres rechtwinkliges Blatt mit einer leichten Lippe besitzt, um tiefe Faszienränder ohne Verrutschen zu sichern.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das Army-Navy Wundhaken-Set unsteril und voll autoklavierbar in Schutzverpackung. Es bietet hohe Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit für den weltweiten OP-Einsatz.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest