



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Hibbs Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Hibbs Retractor

SKU RM-HBR-24-1

\$39 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
51 mm длина × 19 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm длина × 25 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm длина × 25 mm ширина — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Hibbs Retractor является базовым ортопедическим и спинальным инструментом, разработанным специально для надежного смещения глубоких мягких тканей и экспозиции параспинальных мышц при реконструкциях позвоночника и суставов. Удлиненная Г-образная лопатка, заканчивающаяся специализированным зубчатым удерживающим краем, надежно фиксируется на кортикальном слое плотной кости, предотвращая соскальзывание тканей во время интенсивного римирирования и декортизации кости.

Созданная для значительного противотягивания в ходе операции, серия Hibbs Retractor имеет единую общую длину 24 cm. Инструмент представлен в нескольких вариантах размеров рабочей лопатки, доступных индивидуально или в комплекте: 51 mm длиной × 19 mm шириной (\$39), 76 mm длиной × 25 mm шириной (\$41), 82 mm длиной × 25 mm шириной (\$43) и сверхглубокий профиль 101 mm длиной × 25 mm шириной (\$45). Кольцевая рукоятка с каплевидным отверстием обеспечивает ассистенту превосходный рычаг при ручной тяге, снижая усталость кисти во время длительных процедур.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, Hibbs Retractor от Retractor Maker рассчитан на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая центрам спинальной хирургии и травматологии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest