



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Sauerbruch Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширитель Sauerbruch Retractor

SKU RM-SBR-9IN-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
$\frac{5}{8}$ " $\times$ $1\frac{3}{4}$ " (approx. 16 $\times$ 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
$2\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ " (approx. 54 $\times$ 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
$\frac{7}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{2}$ " (approx. 22 $\times$ 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
$\frac{3}{4}$ " $\times$ $2\frac{7}{8}$ " (около 19 $\times$ 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Sauerbruch Retractor является признанным во всем мире инструментом для глубоких полостей, специально разработанным для надежного атравматичного смещения мягких тканей и мышечной ретракции в торакальной, абдоминальной и ортопедической хирургии. Благодаря удлиненной Г-образной лопатке этот инструмент позволяет ассистентам поддерживать постоянную противотягу на плотных мышечных брюшках, фасциальных слоях и стенках внутренних органов без соскальзывания в операционное поле.

Созданный для работы в условиях частых циклов автоклавирования и обладающий пожизненной гарантией на отсутствие коррозии и дефектов, данный Sauerbruch Retractor имеет фиксированную продольную раму длиной 9 inches (22.86 cm, \$69). Инструмент изготовлен вручную из немецкой нержавеющей стали высшего качества для операционных и предлагается в четырех вариантах размеров лопаток: $\frac{5}{8}$ " $\times$ $1\frac{3}{4}$ ", $2\frac{1}{8}$ " $\times$ $\frac{7}{8}$ ", $\frac{7}{8}$ " $\times$ $2\frac{1}{2}$ " и $\frac{3}{4}$ " $\times$ $2\frac{7}{8}$ ". Гладкие закругленные края лопатки предотвращают локальную ишемическую травму от давления, а эргономичная плоская рукоятка

обеспечивает работу без утомления рук.

Кованый инструмент с антибликовым сатинированным покрытием от Retractor Maker выдерживает высокие механические нагрузки и повторные циклы стерилизации, демонстрируя высокую коррозионную стойкость, непоколебимую жесткость конструкции и полную пригодность для автоклавирования в общей, торакальной и травматологической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest