



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Swivel Ring

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Swivel Ring

SKU RM-SRNR-11-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Nasal Swivel Ring	Comprimento total de 11 cm, lâmina de 8 mm de largura, anel giratório de 360°	\$59
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Swivel Ring é um afastador cirúrgico manual inovador para rinoplastia e cirurgia plástica facial, projetado especificamente para fornecer elevação dinâmica e multidirecional do envelope cutâneo nasal e das cartilagens laterais inferiores. Projetado com um anel de dedo rotativo de 360 graus, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos ajustem o ângulo de tração manual continuamente sem liberar o contato com o tecido ou obstruir a linha de visão operatória do cirurgião.

Construído para garantir um campo operatório limpo e contido, esta configuração do Afastador Nasal Swivel Ring apresenta um comprimento total de 11 cm combinado com uma lâmina de 8 mm de largura (\$59). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) para garantir resistência duradoura à corrosão, sua extremidade de trabalho incorpora uma lâmina curva suavemente contornada que acomoda a delicada cartilagem alar com segurança, sem causar lesões por esmagamento localizado ou lacerações na mucosa. O mecanismo do anel giratório rotaciona suavemente sob tensão, proporcionando controle manual ergonômico durante o intrincado remodelamento dorsal.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Nasal Swivel Ring para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo às salas de cirurgia cosmética, otorrinolaringologia e reconstrutiva facial em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest