



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastadores de Raiz Nervosa Caspar

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastadores de Raiz Nervosa Caspar

SKU RM-CNRR-SERIES-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Lâmina de 4 mm	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm lâmina	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm lâmina	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm lâmina	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os Afastadores de Raiz Nervosa Caspar são instrumentos essenciais de microcirurgia espinhal, projetados especificamente para proporcionar mobilização segura e não traumática, além de proteção do saco dural e das raízes nervosas espinhais durante descompressões lombares posteriores. Desenvolvidos com um alcance alongado de 9 ½ polegadas (24.13 cm), estes instrumentos permitem que os cirurgiões de coluna trabalhem confortavelmente em corredores interlaminares profundos sem obstruir a visão microscópica.

Construída para proteção neural delicada, a série de Afastadores de Raiz Nervosa Caspar apresenta pontas de lâmina curvas descendentes especializadas, projetadas para acomodar as raízes nervosas suavemente, evitando que deslizem de volta para a janela cirúrgica ou sofram lesões por brocas de alta velocidade e goivas. A série é oferecida em quatro larguras de lâmina padronizadas: 4 mm (\$84), 6 mm (\$89), 8 mm (\$94) e 10 mm (\$99). O cabo plano ergonômico incorpora serrilhas táteis finas que concedem ao cirurgião um controle excepcional de micromanipulação.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz os Afastadores de Raiz Nervosa Caspar sob rigorosas tolerâncias clínicas, garantindo alta resistência à corrosão, rigidez estrutural inabalável e durabilidade.

completa em autoclave para centros neurocirúrgicos e de coluna em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest