



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распатор-крючок для грушевидного отверстия
Piriform Rim Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Распатор-крючок для грушевидного отверстия Piriform Rim Retractor

SKU RM-PRR-17-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
Стандартный — 18.5 cm, лезвие 45×7 mm	RM-PRR-17-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Piriform Rim Retractor является важным хирургическим ретрактором для челюстно-лицевой хирургии и ринопластики, разработанным специально для безопасного, малотравматичного смещения мягких тканей и обнажения костных структур вокруг носовой апертуры. Инструмент оснащен анатомически контурным крючком, который позволяет хирургу надежно фиксировать его за латеральный край грушевидного отверстия, аккуратно отводя верхнюю губу, околоносовую мускулатуру и надкостницу от возвратно-поступательных костных пил во время остеотомии средней зоны лица.

Данная конфигурация Piriform Rim Retractor общей длиной 17 cm (\$49) обеспечивает оптимальный внутриротовой обзор. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, что гарантирует долговечность и коррозионную стойкость. Гладко отполированные края лезвия плотно прилегают к кортикальной кости, не повреждая хрупкую слизистую оболочку носа и не сдавливая околоносовые сосудисто-нервные пучки. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту стабильную мануальную контртракцию в ходе обширных челюстно-лицевых реконструкций.

Изготовленный с антибликовым матовым покрытием, Piriform Rim Retractor от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделения челюстно-лицевой и реконструктивной хирургии по всему миру исключительной механической стабильностью, стойкостью к коррозии и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest