



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Delee Universal Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Delee Universal Retractor

SKU RM-DUR-1

\$129 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Delee Universal Retractor	24 cm toplam uzunluk, 50 x 70 mm kavisli bıçak	\$129
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$129

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sıklıkla Delee mesane retractorü olarak adlandırılan Delee Universal Retractor, sezaryen kesileri ve açık pelvik prosedürler sırasında idrar kesesinin ve alt karın duvarının geniş, atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir obstetrik ve jinekolojik cerrahi alettir. Geniş ve pürüzsüz kavisli bıçağı ile tasarlanan bu retractor, mesaneyi alt uterus histerotomi insizyonlarından güvenli bir şekilde uzaklaştırır.

Ameliyathane görüş alanını maksimize etmek için tasarlanan bu Delee Universal Retractor konfigürasyonu, 24 cm toplam uzunluk (\$129) ile 50 mm genişliğinde ve 70 mm derinliğinde geniş bir sabit bıçak profiline sahiptir. Bıçağın yuvarlatılmış ve cilalanmış dudağı, mesaneyi atravmatik bir şekilde kavrayarak yoğun karşı traksiyon altında mukozal morarmayı veya delinmeyi önler. Ağır hizmet tipi ergonomik düz sapı, cerrahi asistanlara yorulmadan kaldırma gücü sağlayarak mesanenin basılı kalmasını ve neşter geçişlerinden veya aspiratör uçlarından korunmasını sağlar.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Delee Universal Retractor ürününü hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki doğumhanelere ve jinekoloji ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık ve klinik güvenilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest