



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Lumbar Anterior Lobster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Lumbar Anterior Lobster

SKU RM-LALR-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
6	Clamp de retracción Lobster	—
1	Clamp de mesa Lobster con poste vertical y acoplador de marco	—
1	Marco Lobster	—
2	Separador giratorio Mayo Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2 ³ / ₄ " × 2"
1	Separador giratorio Mayo Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	3 ¹ / ₂ " × 2"
1	Separador giratorio Deaver Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2 ³ / ₄ " × 4 ¹ / ₂ "
1	Separador giratorio Harrington Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" × 5"
1	Separador giratorio maleable Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" × 6 ¹ / ₂ "

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Separador giratorio maleable Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	3" × 6½"
1	Separador giratorio tipo Valla Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	4" × 6"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" × 4"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" × 6"
2	Separador giratorio Renal Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1" × 8"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	1½" × 6"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" × 4½"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" × 6"
1	Separador giratorio Esplácnico Lobster, Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético)	2" × 8"
1	Caja de esterilización	—

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Lumbar Anterior Lobster es un sistema de retracción de alta resistencia montado en mesa, diseñado específicamente para abordar los exigentes desafíos de exposición en la cirugía de columna por abordaje anterior. Al montarse directamente en el riel accesorio de la mesa de operaciones mediante un poste sólido y un acoplador de marco, esta plataforma rígida elimina la fatiga del asistente a la vez que proporciona una retracción multiplana estable y confiable a través del espacio retroperitoneal.

Diseñado para proteger estructuras vasculares críticas durante la preparación del espacio discal, el sistema Separador Lumbar Anterior Lobster incorpora un marco estructural rígido Lobster y seis clamps de retracción de bloqueo rápido. El juego se suministra con un amplio complemento de 16 valvas giratorias, que incluyen valvas Renales estrechas (hasta 8" de profundidad), separadores viscerales Esplácnicos anchos, valvas tipo Valla protectoras, Deaver, Harrington, Mayo y valvas Maleables plegables que giran suavemente para adaptarse a la

lordosis y anatomía específica del paciente.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), biocompatible y no magnético con un acabado satinado antirreflectante, Retractor Maker suministra el Separador Lumbar Anterior Lobster completo en una caja de esterilización de alta resistencia, proporcionando a hospitales y centros de columna una solución de alta precisión, totalmente autoclavable, para reconstrucciones lumbares complejas.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest