



# RETRACTOR MAKER

## FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador PCL

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Afastador PCL

**SKU** RM-PCLR-25-1

**\$99 USD**

### TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

| TAMANHO / OPÇÃO        | SKU / DETALHES                                                               | PREÇO (USD) |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Afastador PCL          | 25 cm (10") de comprimento total, ponta de 21 mm, conjunto de dentes de 4 mm | \$99        |
| Luva Protetora / Caixa | Embalagem de transporte individual                                           | \$99        |

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador PCL é um instrumento cirúrgico ortopédico especializado para joelho, projetado especificamente para proporcionar o deslocamento seguro e não traumático do ligamento cruzado posterior (LCP) e da cápsula posterior durante a artroplastia total de joelho. Projetado para se posicionar atrás da margem tibial posterior, este afastador projeta a tíbia proximal para frente, protegendo simultaneamente o feixe neurovascular poplíteo de fresas rotativas e serras ósseas oscilantes.

Construído com excepcional resistência estrutural, esta configuração do Afastador PCL apresenta um comprimento total de ferramenta de 25 cm (10 polegadas, \$99). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a largura da ponta de trabalho incorpora pontas de 21 mm de largura combinadas com um conjunto de dentes de 4 mm especificamente projetados para se fixarem firmemente contra o córtex tibial posterior, evitando o deslocamento do instrumento sob vigorosa distração articular. Sua alça plana ergonômica de alta resistência proporciona aos assistentes cirúrgicos uma contra-tração manual sustentada e livre de fadiga.

Forjado com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador PCL como um dispositivo de sala de cirurgia não estéril e reesterilizável, construído para suportar repetidos ciclos de autoclave hospitalar, proporcionando durabilidade mecânica inflexível, alta resistência à corrosão e total confiabilidade clínica para centros cirúrgicos de reconstrução articular e trauma em todo o mundo.



## OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

### CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Websites

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest