



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Czerny двухсторонний

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Czerny двухсторонний

SKU RM-CRDE-CZ-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Czerny двухсторонний	Общая длина 17.5 cm, двухсторонние лопатки 38 × 22 mm	\$44
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухсторонний ранорасширитель Czerny представляет собой адаптивный ручной хирургический инструмент, специально разработанный для надежной фиксации тканей на разной глубине при абдоминальных, тазовых и общехирургических вмешательствах. Благодаря S-образной двухсторонней конструкции инструмент позволяет хирургической бригаде эффективно переключаться между ретракцией поверхностных краев раны и удержанием глубоких фасций без необходимости смены инструментов в процессе диссекции.

Данная конфигурация Czerny Retractor Double-Ended имеет общую длину 17.5 cm (\$44) и оснащена лопатками размером 38 mm × 22 mm. Двухсторонняя архитектура включает две различные геометрии браншей для работы с тканями разной толщины и локальными требованиями к глубине доступа. Слегка изогнутая лопатка с губчатым краем на одном конце надежно фиксируется за мышечными слоями, в то время как противоположная прямоугольная плоская лопатка обеспечивает чистый визуальный обзор кожных и подкожных слоев.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker производит этот ранорасширитель Czerny для выдерживания многократных циклов автоклавирования, обеспечивая операционные блоки по всему миру высокой коррозионной стойкостью, жесткостью конструкции и надежностью в клинических условиях.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest