



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Redler Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Redler Retractor

SKU RM-RDR-5IN-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Redler Retractor	全長5" (12.7 cm)、テーパー状機能ブレード、細身の人間工学ハンドル	\$49
保護スリーブ / 外箱	個別輸送用パッケージ	\$49

製品詳細

Redler Retractorは、一般外科、形成外科、および整形外科の小手術において、非侵襲的な軟部組織の変位と創縁の牽引を安全に行うために特別に設計された、汎用性の高い手持ち式手術器具です。テーパー状のブレードへと続く細長いシャンクを備えた設計により、術野において局所的な圧挫外傷を引き起こすことなく、皮膚縁や皮下筋膜層を鮮明に剥離・移動させることができます。

優れた耐久性と耐食性を備えた単一の標準サイズ構成で提供されるこのRedler Retractorは、全長5インチ (12.7 cm, \$49) です。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で仕上げられており、ブレード部分は堅牢な金属シャシーと、狭い術野にも容易に適合するテーパー状の先端部を組み合わせています。ハンドル部分は、長時間の繊細な剥離操作中の疲労を軽減するために設計された、頑丈で人間工学に基づいたグリップを持つ細身の形状を採用しています。

反射防止サテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のRedler Retractorは、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を備えており、世界中の外来クリニック、形成外科、救急手術センターで広く使用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest